

Fiche d'entretien et d'hygiène à l'attention du patient

FAMILLE : ASPIRATEUR TRACHEAL

1. Préambule

Cette fiche a pour but de vous donner les informations utiles pour :

- * Assurer une prise en charge de qualité,
- * Utiliser l'appareil de façon optimale.

Cet appareil est remis, sur prescription médicale, par l'ARAR-SAD en vue d'une prestation à domicile.

La maintenance de l'appareil est assurée par les techniciens habilités de l'établissement.

Rappel du numéro d'astreinte

02 62 71 97 52

2. Conseils d'hygiène

- * Se lavez les mains à l'eau savonneuse ou utiliser une solution hydro alcoolique, avant et après avoir manipulé le dispositif médical (l'appareil), les accessoires ou les consommables.
- * Si toux ou éternuement : se couvrir la bouche avec un mouchoir en papier. Puis jetez le mouchoir dans une poubelle et lavez vous les mains.
- * Ne pas laisser traîner l'embout du tuyau d'aspiration au sol
- * Vider puis nettoyer le bocal d'aspiration de préférence tous les jours sinon lorsque celui-ci est rempli au 2/3
- * Changer de sonde d'aspiration tous les jours
- * Lorsque la sonde est utilisée plusieurs fois dans la journée, essuyer la sonde après l'aspiration et la remettre immédiatement dans son emballage d'origine
- * Après aspiration, rincer systématiquement le circuit en aspirant de l'eau fraîchement bouillie (1 mn après ébullition) et refroidie ou de l'eau de source en bouteille
- * Mettre du Dakin ou eau javellisée dans le bocal d'aspiration après nettoyage et avant utilisation
- * Aérez régulièrement les pièces de votre maison
- * Contactez votre médecin traitant en cas de toux, fièvre, courbatures, essoufflements...
- * Evitez le contact avec des personnes atteintes de maladies infectieuses, en particulier les pathologies respiratoires.

3. Entretien de l'appareil

L'utilisateur doit entretenir l'appareil car les salissures peuvent être la source d'infections secondaires.

Procéder de la manière suivante :

3.1 Le dispositif médical (l'appareil) :

- * Débrancher systématiquement l'appareil avant d'effectuer un nettoyage,
- * **1 fois par semaine**, passer une lingette imprégnée d'un produit désinfectant sur l'ensemble des surfaces de l'appareil,
Laisser sécher à l'air (ne pas rincer, ne pas essuyer).

Attention : NE JAMAIS plonger l'appareil dans un bain ou laisser pénétrer un liquide au risque de détériorer votre dispositif médical.



(suite)

3.2 Les accessoires :

Effectuez les étapes suivantes sur **l'ensemble** des accessoires de l'aspirateur trachéal (récipient à sécrétions, couvercle, tuyaux, raccords) :

- * Vider le bocal de sécrétions dans la cuvette des toilettes,
- * Tremper toutes les pièces (les démonter d'abord) dans un bain d'eau savonneuse (chaude de préférence),
- * Nettoyer à l'aide d'un écouvillon et/ou d'une lingette propre si nécessaire,
- * Rincer séparément les pièces à l'eau du robinet,
- * Sécher à l'aide d'un papier jetable (type essuie tout).

Attention :

Un filtre humide peut être la cause d'une perte ou d'une absence d'aspiration.

3.3 Les consommables :

Il est recommandé de respecter la fréquence de changement des consommables proposée ci-dessous.

Fréquence de changement des consommables :

	Consommable	Fréquence de changement
Patient (non Trachéo)	Sonde aspi	1 à 4 par jour
	Circuit + filtre	1 tous les 2 mois
	Bocal	1 tous les 6 mois
Patient (Trachéo)	Sonde aspi	1 à 4 par jour
	Circuit + filtre	1 tous les 2 mois
	Bocal	1 tous les 6 mois
	Métalline	1 par jour
	Attache Canule	1 boîte de 10 par mois
	Canule	à la demande
	Valve de phonation	dépend du modèle (1 par mois)

Le circuit + filtre antibactérien est à changer tous les 2 mois ; en cas d'utilisation soutenue, tous les 15 jours.

Utilisation de l'eau de Javel en désinfection :

Si utilisation de **berlingots de 250 ml** (solution à 9,6% se conserve 3 mois après date notée sur le berlingot) :

- ➊ Dans un flacon propre, diluer le berlingot de 250 ml dans 750 ml d'eau froide du robinet. On obtient une solution de 1 litre à 2,6%
- ➋ Puis nouvelle dilution au 1/5^{ème} : 1 mesure de la solution à 2,6% diluée dans 4 mesures d'eau du robinet



Si utilisation de **bidon de 1 ou 2 litres** (solution à 2,6% se conserve 1 an) :

- ➊ Diluer 1 mesure du bidon dans 4 mesures d'eau du robinet



**MERCI DE RESPECTER CES REGLES
D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE**

**POUR UNE BONNE UTILISATION DE VOTRE
DISPOSITIF MEDICAL**



4 rue de Hanoï
ZAC Balthazard
97 419 La Possession

Téléphone : 0262 71 97 50
Télécopie : 0262 22 61 64
Mail : info@arar.fr
www.arar.fr