

Fiche d'entretien et d'hygiène à l'attention du patient

FAMILLE : RESPIRATEURS



1. Préambule

Cette fiche a pour but de vous donner les informations utiles pour :

- * Assurer une prise en charge de qualité
- * Utiliser l'appareil de façon optimale

Cet appareil est remis, sur prescription médicale, par l'ARAR SAD en vue d'une prestation à domicile.

La maintenance de l'appareil est assurée par les techniciens habilités de l'établissement.

Il est IMPORTANT de :

- * **NE JAMAIS MODIFIER** le paramétrage, la fréquence et/ou la durée d'utilisation de votre dispositif médical sans l'avis de votre médecin,
- * Ne pas prêter l'appareil à une autre personne,
- * Signaler tout dysfonctionnement de l'appareil à l'ARAR.

Pour toutes demandes, appelez le numéro
d'astreinte :
02 62 71 97 52

2. Conseils d'hygiène

- * Se lavez les mains à l'eau savonneuse ou utiliser une solution hydro alcoolique, **avant et après** avoir manipulé le dispositif médical (l'appareil), les accessoires ou les consommables.
- * S'assurer de la propreté et/ou stérilité des consommables avant utilisation
- * Ne pas utiliser l'eau du robinet pour remplir l'humidificateur (prévention légionellose)
- * Si toux ou éternuement : se couvrir la bouche avec un mouchoir en papier. Puis jetez le mouchoir dans une poubelle et lavez-vous les mains.
- * Aérez régulièrement les pièces de votre maison
- * Contactez votre médecin traitant en cas de toux, fièvre, courbatures, essoufflements...
- * Evitez le contact avec des personnes atteintes de maladies infectieuses, en particulier les pathologies respiratoires.

3. Entretien de l'appareil

L'utilisateur doit entretenir l'appareil car les salissures peuvent être la source d'infections secondaires.

Procéder de la manière suivante :

3.1 Le dispositif médical (l'appareil) :

- * Utiliser une chiffonnette propre légèrement humidifiée d'eau savonneuse pour nettoyer les surfaces de l'appareil,
- * Rincer à l'aide d'une chiffonnette humide,
- * Sécher à l'aide d'un chiffon propre.

Attention :

NE JAMAIS plonger l'appareil dans un bain ou laisser pénétrer un liquide au risque de détériorer votre dispositif médical.

EVITEZ de débrancher les appareils munis d'une batterie interne.

3.2 Les filtres 1 fois par semaine :

- * Retirer les filtres et effectuer un nettoyage
- * Laver à l'eau tiède savonneuse (répéter le lavage si nécessaire),
- * Rincer à l'eau du robinet,
- * Sécher soigneusement les filtres avec un chiffon propre,
- * Réinstaller les filtres dans votre appareil.

Attention : NE PAS FAIRE fonctionner le ventilateur si les filtres ne sont pas installés.

Remarques : L'absence de nettoyage des filtres extérieurs va diminuer le rendement de votre appareil.

3.3 L'humidificateur :

1 fois par jour

- * Vider puis remplir le réservoir d'eau (ne pas utiliser l'eau du robinet) en respectant la limite de remplissage,

L'eau utilisée pour remplir l'humidificateur est soit :

- Eau du robinet fraîchement bouillie (1 minute après l'ébullition) et refroidie,
- Eau stérile ou distillée à usage médicale.

1 fois par semaine

- * Laver le réservoir à l'eau savonneuse,
- * Rincer à l'eau du robinet ,
- * Sécher immédiatement à l'aide d'un papier jetable (type essuie tout),

1 fois par mois

- * Mettre le réservoir à tremper dans une solution à 10% de vinaigre d'alcool blanc (1 mesure de vinaigre blanc pour 9 mesures d'eau tiède),
- * Rincer à l'eau du robinet ,
- * Sécher immédiatement à l'aide d'un papier jetable (type essuie tout).

Attention : Il est impératif de changer l'eau de votre humidificateur TOUS LES JOURS.

Remarque : tout matériel non entretenu peut être la source d'une contamination microbienne, respectez les conseils qui vous sont donnés.

3.4 Les consommables :

Masque à O2

si besoin, nettoyer avec une chiffonnette humidifiée à l'eau.

Il est recommandé de respecter la fréquence de changement des consommables proposée ci-dessous :

		Fréquence de Changement
VNI		
>=12h	Masque	1 tous les 2 mois
<12h	Masque	1 tous les 4 mois
PPC	Masque	1 tous les 6 mois
	circuit	1 tous les 6 mois
	filtre pall	1 tous les 6 mois
	filtre poussière	1 tous les 6 mois
	Bocal humidificateur	1 tous les 6 mois
Trachéo		
	circuit double	1 tous les 15 jours
	catheter	1 tous les 15 jours
	Bocal humidificateur	1 tous les 15 jours
	filtre pall	1 tous les 15 jours
	filtre poussière	1 tous les 6 mois
Réhabilitation Respi		
	Masque	1 tous les 6 mois
	Circuit	1 tous les 6 mois
	Filtre pall	1 tous les 6 mois

MERCI DE RESPECTER CES REGLES D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE

POUR UNE BONNE UTILISATION DE VOTRE DISPOSITIF MEDICAL



4 rue de Hanoï
ZAC Balthazard
97 419 La Possession

Téléphone : 0262 71 97 50
Télécopie : 0262 22 61 64
Mail : info@arar.fr
www.arar.fr