

## Fiche d'entretien et d'hygiène à l'attention du patient

FAMILLE : CONCENTRATEURS



### 1. Préambule

Cette fiche a pour but de vous donner les informations utiles pour :

- \* Utiliser l'appareil de façon optimale
- \* Prévenir certaines complications (infections respiratoires)

Cet appareil est remis, sur prescription médicale, par l'ARAR SAD en vue d'une prestation à domicile.

La maintenance de l'appareil est assurée par les techniciens habilités de l'établissement.

Il est IMPORTANT de :

- \* **NE JAMAIS MODIFIER** le paramétrage, la fréquence et/ou la durée d'utilisation de votre dispositif médical sans l'avis de votre médecin,
- \* Ne pas prêter l'appareil à une autre personne,
- \* Signaler tout dysfonctionnement de l'appareil à l'ARAR.

Pour toutes demandes, appelez le numéro  
d'astreinte :  
**02 62 71 97 52**

### 2. Conseils d'hygiène

- \* Se lavez les mains à l'eau savonneuse ou utiliser une solution hydro alcoolique, avant et après avoir manipulé le dispositif médical, les accessoires ou les consommables,
- \* Ne pas utiliser l'eau du robinet pour remplir l'humidificateur (prévention légionellose),
- \* S'assurer de la propreté des consommables avant utilisation,
- \* Si toux ou éternuement : se couvrir la bouche avec un mouchoir en papier. Puis jetez le mouchoir dans une poubelle et lavez vous les mains,
- \* Aérez régulièrement les pièces de votre maison,
- \* Contactez votre médecin traitant en cas de toux, fièvre, courbatures, essoufflements...,
- \* Eviter le contact avec des personnes atteintes de maladies infectieuses, en particulier les pathologies respiratoires.



### 3. Entretien de l'appareil

L'utilisateur doit entretenir l'appareil car les salissures peuvent être la source d'infections secondaires.

Procéder de la manière suivante :

#### 3.1 Le dispositif médical (l'appareil) :

##### 1 fois par semaine

- \* Utiliser une chiffonnette propre légèrement humidifiée d'eau savonneuse pour nettoyer les surfaces de l'appareil,
- \* Rincer à l'aide d'une chiffonnette humide,
- \* Sécher à l'aide d'un chiffon propre.

**Attention** : aux parties électriques de l'appareil (risque d'électrocution).

#### 3.2 Les filtres :

##### 1 fois par semaine

- \* Retirer le(s) filtre(s) externe(s),
- \* Laver à l'eau tiède savonneuse (répéter le lavage si filtres trop sales),
- \* Rincer à l'eau du robinet,
- \* Laisser sécher le(s) filtre(s) à l'air,
- \* Réinstaller le(s) filtre(s) sec(s) dans l'appareil.

#### Remarques

L'absence de nettoyage des filtres extérieurs va :

- Diminuer le rendement de votre appareil,
- Diminuer le taux d'oxygène émis par l'appareil.

#### 3.3 L'humidificateur :

Ce dispositif est mis en place pour certains patients (débit d'oxygène supérieur ou égal à 3l/mn ou aux patients qui le nécessitent).

##### 1 fois par jour

- \* Vider puis remplir le réservoir d'eau (ne pas utiliser l'eau du robinet) en respectant la limite de remplissage,

L'eau utilisée pour remplir l'humidificateur est soit :

- Eau du robinet fraîchement bouillie (1 minute après l'ébullition) et refroidie,
- Eau stérile ou distillée à usage médicale.

##### 1 fois par semaine

- \* Laver le réservoir à l'eau savonneuse,
- \* Rincer à l'eau du robinet ,
- \* Sécher immédiatement à l'aide d'un papier jetable (type essuie tout).

##### 1 fois par mois

- \* Mettre le réservoir à tremper dans une solution à 10% de vinaigre d'alcool blanc (1 mesure de vinaigre blanc pour 9 mesures d'eau tiède),
- \* Rincer à l'eau du robinet ,
- \* Sécher immédiatement à l'aide d'un papier jetable (type essuie tout).

**Attention** : Il est impératif de changer l'eau de votre humidificateur TOUS LES JOURS.

**Remarque** : tout matériel non entretenu peut être la source d'une contamination microbienne, respectez les conseils qui vous sont donnés.

#### 3.4 Les consommables :

##### Masque à O2

si besoin, nettoyer avec une chiffonnette humidifiée à l'eau.

Il est recommandé de respecter la fréquence de changement des consommables proposée ci-dessous :

Consommable	Fréquence de Changement
Sonde à O2	1 par jour
lunette O2	1 tous les 15 jours
masque O2	1 tous les 15 jours
nez artificiel	1 par jour
circuit 15m+raccord	1 tous les 6 mois
collecteur de condensation	1 tous les 6 mois
humidificateur O2+raccord	1 tous les 6 mois
filtre admission	selon état
filtre poussière	selon état

**MERCI DE RESPECTER CES REGLES  
D'ENTRETIEN ET D'HYGIENE**

**POUR UNE BONNE UTILISATION DE VOTRE  
DISPOSITIF MEDICAL**



4 rue de Hanoï  
ZAC Balthazard  
97 419 La Possession

Téléphone : 0262 71 97 50  
Télécopie : 0262 22 61 64  
Mail : info@arar.fr  
www.arar.fr